

产品编号	产品号	中文名称	英文名称	CAS#
121	1ST5745	恶喹酸	Oxolinic acid	14698-29-4
122	1ST5753	司帕沙星	Sparfloxacin	110871-86-8
123	1ST5756	培氟沙星	Pefloxacin	70458-92-3
124	1ST5757	沙拉沙星	Sarafloxacin	98105-99-8
125	1ST5758	双氟沙星	Difloxacin	98106-17-3
126	1ST5759	洛美沙星	Lomefloxacin	98079-51-7
127	1ST5761	氟甲喹	Flumequin	42835-25-6
128	1ST7001	氯霉素	Chloramphenicol	56-75-7
129	1ST7002	甲砒霉素	Thiamphenicol	15318-45-3
130	1ST7003	头孢噻呋	Ceftiofur	80370-57-6
131	1ST7005	氟苯尼考	Florfenicol	73231-34-2
132	1ST7009	吉他霉素	Leucomycins	1392-21-8
133	1ST7013	头孢氨苄	Cephalexin	15686-71-2
134	1ST7014	头孢唑啉	Cefazolin	25953-19-9
135	1ST7102	地西洋	Diazepam	439-14-5
136	1ST7104	氯吡吡啶	Clopidol	2971-90-6
137	1ST7137	奥拉多司	Olaquinox	23696-28-8
138	1ST7152	卡洛芬	Carprofen	53716-49-7
139	1ST7153	酮洛芬	Ketoprofen	22071-15-4
140	1ST7154	托灭酸	N-(3-Chloro-ortho-tolyl) anthranilic acid	13710-19-5
141	1ST7155	美洛昔康	Meloxicam	71125-38-7
142	1ST7156	氟尼辛	Flunixin	42461-84-7
143	1ST7159	甲芬那酸	Mefenamic acid	61-68-7
144	1ST7161	双氯芬酸	Didofenac acid	15307-86-5
145	1ST7162	吡罗昔康	Piroxicam	36322-90-4
146	1ST7165	萘丁美酮	Nabumetone	42924-53-8
147	1ST7166	舒林酸	Sulindac	38194-50-2
148	1ST7167	托麦汀	Tolmetin	26171-23-3
149	1ST7168	吲哚美辛	Indomethacin	53-86-1
150	1ST7191	格列本脲	Glibenclamide	10238-21-8
151	1ST7192	格列美脲	Glimepiride	93479-97-1
152	1ST7193	格列吡嗪	Glipizide	29094-61-9
153	1ST7195	瑞格列奈	Repaglinde	135062-02-1
154	1ST7197	甲苯磺丁脲	Tolbutamide	64-77-7
155	1ST7200	替诺昔康	Tenoxicam	59804-37-4
156	1ST7201A	α-玉米赤霉醇	α-Zearalanol	26538-44-3
157	1ST7201B	β-玉米赤霉醇	β-Zearalanol	42422-68-4
158	1ST7202	α-玉米赤霉烯醇	α-Zearalenol	36455-72-8
159	1ST7202B	β-玉米赤霉烯醇	β-Zearalenol	71030-11-0
160	1ST7203	玉米赤霉酮	Zearalanone	5975-78-0
161	1ST7204	玉米赤霉烯酮	Zearalenone	17924-92-4
162	1ST7712	罗红霉素	Roxithromycin	80214-83-1
163	1ST7801	红霉素	Erythromycin	114-07-8
164	1ST7802A	林可霉素盐酸盐	Lincomycin hydrochloride	859-18-7
165	1ST7803A	盐酸克林霉素	Clindamycin hydrochloride	21462-39-5
166	1ST7805	替米考星	Tilmicosin	108050-54-0
167	1ST7806	泰乐菌素	Tylosin	1401-69-0
168	1ST7809	交沙霉素	Josamycin	16846-24-5
169	1ST8002	氟芬那酸	Flufenamic acid	530-78-9
170	1ST8004	双水杨酸酯	Sasapyrine	552-94-3
171	1ST8009	萘普生	Indoprofen	31842-01-0
172	1ST8015	咪达唑仑	Midazolam	59467-70-8
173	1ST8016	阿普唑仑	Alprazolam	28981-97-7
174	1ST8019	氯硝西洋	Clonazepam	1622-61-3
175	1ST8020	劳拉西洋	Lorazepam	846-49-1
176	1ST8021	硝西洋	Nitrazepam	146-22-5
177	1ST8029	三唑仑	Triazolam	28911-01-5
178	1ST8031	奥沙西洋	Oxazepam	604-75-1
179	1ST8033A	盐酸普萘洛尔;心得安	Propranolol hydrochloride	318-98-9
180	1ST8505	苯丙酸诺龙	Nadrolone Phenylpropionate	62-90-8
181	1ST8531	莫美他松	Mometasone	105102-22-5

First Standard[®]
Analytical Reference Standards
分析检测标准品

通过ISO9001认证



动物源食品中181种 多兽药残留的高通量 筛查和定量方法

来源：此方法引自 Sciex 181 种兽药方法包


该方法共包含 181 个常见兽药，覆盖包含甾体激素类、磺胺类、硝基咪唑类、β-受体激素、喹诺酮、霉菌毒素等 17 大类兽药。此方法在鸡肉、牛肉、猪肉等基质中通过验证，可用于肉中多兽残的筛查和定量分析。

First Standard[®]可以提供该方法包中所使用的兽药标准品的纯品、单标溶液及混标溶液。



检测方法

前处理采用一步溶剂超声萃取法，样品的分析时间仅为 13.5 分钟，整个样品分析过程简单、快速、通用、灵敏，96% 以上的兽药回收率在 60 ~ 120% 之间。特有的 MRM-IDA-EPI 扫描功能和数据库使结果更加可信。该方法适用于 SCIEX 的 4500 系列、5500 系列以及 6500 系列的 LC-MS/MS 系统。此方法省去了优化前处理、LC-MS/MS 方法步骤，可直接用于兽残的 LC-MS/MS 分析。



质量保证

- ◆ 由美国 A ChemTek 公司研发，天津阿尔塔科技有限公司生产并提供售后及技术支持
- ◆ 执行 ISO9001, ISO17025, Guide34 质量管理体系
- ◆ 质量控制采用 HPLC, LCMS, IR, UV, NMR, 稳定性, 引湿性, 含水量测定
- ◆ 产品附带质量检验报告书 (CoA) 及安全技术说明书 (MSDS)

天津阿尔塔科技有限公司

公司地址：天津经济技术开发区第四大街 80 号，天大科技园 C5 楼 405 室 邮编：300457

电话：(0086) 22-65378550 185-2256-9193 185-2256-9194

传真：(0086) 22-2532-9655

邮箱：sales@altascientific.com 网址：www.altascientific.com

QQ: 2850791070/ 2850791074



© Alta Scientific Co.,Ltd.
Version 201708

订货指南

标准品纯品、单标溶液和混标溶液

产品编号	产品号	中文名称	英文名称	CAS#
1	1ST10007	头孢克洛	Cefaclor	53994-73-3
2	1ST10009	头孢匹罗	Cefpirome	84957-29-9
3	1ST10011	头孢氨噻	Cefotaxime	63527-52-6
4	1ST10012	头孢他啶	Ceftazidime	78439-06-2
5	1ST10021	金刚烷胺	Amantadine	768-94-5
6	1ST12001	头孢匹林	Cefapirin	21593-23-7
7	1ST12002	头孢克肟	Cefixime	79350-37-1
8	1ST12003	头孢拉定	Cephadrine	38821-53-3
9	1ST12004	头孢他美酯	Cefetamet pivoxyl	65243-33-6
10	1ST12005	3-去乙酰基头孢噻肟	desacetylcefotaxime	66340-28-1
11	1ST12006	头孢孟多锂	cefamandole lithium	58648-57-0
12	1ST12007	头孢哌酮钠	Cefoperazone sodium	62893-20-3
13	1ST12008	头孢洛宁	Cephalonium	5575-21-3
14	1ST12009	头孢噻肟	Cefquinome	84957-30-2
15	1ST12011	头孢羟氨苄	Cefadroxil	50370-12-2
16	1ST12012	头孢米诺钠盐	Cefminox sodium	75498-96-3
17	1ST1301A	盐酸克伦特罗	Clenbuterol hydrochloride	21898-19-1
18	1ST1302	沙丁胺醇	Salbutamol	18559-94-9
19	1ST1303	妥布特罗盐酸盐	Tulobuterol Hydrochloride	56776-01-3
20	1ST1304A	特布他林硫酸盐	Terbutaline hemisulfate	23031-32-5
21	1ST1307A	莱克多巴胺盐酸盐	Ractopamine hydrochloride	90274-24-1
22	1ST1309	西马特罗	Cimaterol	54239-37-1
23	1ST1313	氯丙那林	Clorprenaline	3811-25-4
24	1ST1324A	喷布特罗盐酸盐	Penbutolol hydrochloride	28163-36-2
25	1ST2208	醋酸氯地孕酮	Chlormadinone acetate	302-22-7
26	1ST2210	醋酸甲羟孕酮	Medroxyprogesterone 17-acetate	71-58-9
27	1ST2215	己烯雌酚	Diethylstilbestrol	56-53-1
28	1ST2217	双烯雌酚	Dienestrol	84-17-3
29	1ST2218	地塞米松	Dexamethasone	50-02-2
30	1ST2219	醋酸地塞米松	Dexamethasone 21-acetate	1177-87-3
31	1ST2221	甲睾酮	17-Methyltestosterone	58-18-4
32	1ST2224	曲安西龙	Triamcinolone	124-94-7
33	1ST2225	泼尼松龙	Prednisolone	50-24-8
34	1ST2226	氢化可的松	Hydrocortisone	50-23-7
35	1ST2227	泼尼松	Prednisone	53-03-2
36	1ST2228	可的松	Cortisone	53-06-5
37	1ST2229	甲基泼尼松龙	Methylprednisolone	83-43-2
38	1ST2230	倍他米松	Betamethasone	378-44-9
39	1ST2231	氟米松	Flumethasone	2135-17-3
40	1ST2232	倍氯米松	Beclomethasone	4419-39-0
41	1ST2233	曲安奈德	Triamcinolone acetonide	76-25-5
42	1ST2234	氟氢缩松	Fludrocortide	1524-88-5
43	1ST2235	倍他米松戊酸酯	Betamethasone 17-valerate	2152-44-5
44	1ST2236	布地奈德	Budesonide	51333-22-3
45	1ST2237	氯倍他素丙酸酯	Clobetasol 17-propionate	25122-46-7
46	1ST2238	醋酸可的松	Cortisone 21-acetate	50-04-4
47	1ST2239	氟替卡松丙酸酯	Fluticasone propionate	80474-14-2
48	1ST2240	醋酸氢化可的松	Hydrocortisone 21-acetate	50-03-3
49	1ST2241	醋酸泼尼松龙	Prednisolone 21-acetate	52-21-1
50	1ST2242	阿氯米松双丙酸酯	Alclomethasone dipropionate	66734-13-2
51	1ST2243	安西奈德	Amcinonide	51022-69-6
52	1ST2244	氟轻松醋酸酯	Fluocinonide	356-12-7
53	1ST2246	氟米龙	Fluoromethalone	426-13-1
54	1ST2247	醋酸氟米龙	Fluorometholone 17-Acetate	3801-06-7
55	1ST2248	哈西奈德	Halcinonide	3093-35-4
56	1ST2249	氢化可的松丁酸酯	Hydrocortisone 17-butyrate	13609-67-1
57	1ST2250	氢化可的松戊酸酯	Hydrocortisone 17-valerate	57524-89-7
58	1ST2251	泼尼卡酯	Prednicarbate	73771-04-7
59	1ST2252	醋酸曲安西龙双	Triamcinolone diacetate	67-78-7
60	1ST2253	醋酸倍他米松	Betamethasone 21-acetate	987-24-6

产品编号	产品号	中文名称	英文名称	CAS#
61	1ST2254	地夫可特	Deflazacort	14484-47-0
62	1ST2255	二氟拉松双醋酸酯	Diflorasone diacetate	33564-31-7
63	1ST2256	醋酸氟氢可的松	Fludrocortisone 21-acetate	514-36-3
64	1ST2257	甲基泼尼松龙醋酸酯	Methylprednisolone 21-acetate	53-36-1
65	1ST2259	倍他米松双丙酸酯	Betamethasone dipropionate	5593-20-4
66	1ST2260	氯倍他松丁酸酯	Clobetasone butyrate	25122-57-0
67	1ST2261	倍氯米松双丙酸酯	Beclomethasone dipropionate	5534-09-8
68	1ST2262	醋酸泼尼松	Prednisone 21-acetate	125-10-0
69	1ST2263	醋酸曲安奈德	Triamcinolone acetonide 21-acetate	3870-07-3
70	1ST2275	群勃龙	Trenbolone	10161-33-8
71	1ST2286	丙酸睾酮	Testosterone propionate	57-85-2
72	1ST2292	去氢睾酮	Boldenone	846-48-0
73	1ST2522	噻苯达唑	Thiabendazole	148-79-8
74	1ST4001	磺胺醋纤	Sulphacetamide	144-80-9
75	1ST4002	磺胺甲基噻啶	Sulfamerazine	127-79-7
76	1ST4003	磺胺吡啶	Sulfapyridine	144-83-2
77	1ST4004	磺胺甲氧吡嗪	Sulfamethoxypyridazine	80-35-3
78	1ST4005	磺胺甲基异噻唑	Sulfamethoxazole	723-46-6
79	1ST4006	磺胺邻二甲氧噻啶	Sulfadoxine	2447-57-6
80	1ST4007	磺胺噻唑	Sulfathiazole	72-14-0
81	1ST4008	磺胺甲噻二唑	Sulfamethizole	144-82-1
82	1ST4009	甲氧苄氨嘧啶	Trimethoprim	738-70-5
83	1ST4010	磺胺二甲异噻唑	Sulfisoxazole	127-69-5
84	1ST4012	苯甲酰磺胺	Sulfabenzamide	127-71-9
85	1ST4013	磺胺苯吡唑	Sulfaphenazole	526-08-9
86	1ST4014	磺胺二甲噻啶	Sulfamethazine	57-68-1
87	1ST4017	磺胺噻啶	Sulfadiazine	68-35-9
88	1ST4028	磺胺喹恶啉	Sulfaquinolaxaline	59-40-5
89	1ST4034	磺胺氯吡嗪	Sulfachloropyridazine	80-32-0
90	1ST4036	磺胺对甲氧噻啶	Sulfamer	651-06-9
91	1ST4040	磺胺间甲氧噻啶	Sulfamonomethoxine	1220-83-3
92	1ST4042	磺胺间二甲氧噻啶	Sulfadimethoxine	122-11-2
93	1ST4100	达氟沙星	Danofloxacin	112398-08-0
94	1ST4102	四环素	Tetracycline	60-54-8
95	1ST4107	恩诺沙星	Enrofloxacin	93106-60-6
96	1ST4110A	盐酸金霉素	Chlortetracycline hydrochloride	64-72-2
97	1ST4111A	盐酸土霉素	Oxytetracycline hydrochloride	2058-46-0
98	1ST4122X	多西环素单盐酸半乙醇水合物	Doxycycline hyclate	24390-14-5
99	1ST5501	阿苯达唑	Albendazole	54965-21-8
100	1ST5505	阿苯达唑亚砷	Albendazole sulfoxide	54029-12-8
101	1ST5513	苯硝咪唑	5-Nitrobenzimidazole	94-52-0
102	1ST5519	氯甲硝咪唑	5-Chloro-1-methyl-4-nitroimidazole	4897-25-0
103	1ST5525	二甲硝咪唑	Dimetridazole	551-92-8
104	1ST5531	芬苯达唑	Fenbendazole	43210-67-9
105	1ST5536	氟苯咪唑	Flubendazole	31430-15-6
106	1ST5542	异丙硝唑	Ipronidazole	14885-29-1
107	1ST5546	甲苯咪唑	Mebendazole	31431-39-7
108	1ST5554	甲硝唑	Metronidazole	443-48-1
109	1ST5556	羟基甲硝唑	Metronidazole-hydroxy	4812-40-2
110	1ST5561	奥芬达唑	Oxfendazole	53716-50-0
111	1ST5568	罗硝唑	Ronidazole	7681-76-7
112	1ST5579	替硝唑	Tinidazole	19387-91-8
113	1ST5591	奥硝唑	Omidazole	16773-42-5
114	1ST5703	环丙沙星	Ciprofloxacin	85721-33-1
115	1ST5714	依诺沙星	Enoxacin	74011-58-8
116	1ST5719	氟罗沙星	Fleroxacin	79660-72-3
117	1ST5735	萘啶酸	Nalidixic acid	389-08-2
118	1ST5738	诺氟沙星	Norfloxacin	70458-96-7
119	1ST5740	氧氟沙星	Oflxacin	82419-36-1
120	1ST5743	奥比沙星	Orbifloxacin	113617-63-3